



ultrazvukové systémy ACUSON nabídková paleta a nové technologie



Naše dlouhá cesta k úspěchu













Röntgen



Von Behring

1901 Nobel prize winners (Physics and Medicine)



We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably.

Innovating personalized care

Achieving operational excellence

Transforming the system of care

Future

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons, their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. | 1 syngo.Virtual Cockpit is not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed. Precondition: Expert-i enabled modality from Siemens Healthineers. | 2 InnoVision is still under development and not commercially available yet. It is not for sale in the U.S. Its future availability cannot be ensured. | 3 The product / feature is not for sale in the U.S. Its future availability cannot be guaranteed. | 4 Several devices of AI-Rad Companion are planned and under development, not commercially available in all countries, and their future availability cannot be ensured. | 5 Syngo Carbon consists of several products which are (medical) devices in their own right. Some products are under development and not commercially available. Future availability cannot be ensured. | 6 These SARS-CoV-2 molecular and serology tests have not been FDA cleared or approved. These tests have been authorized by FDA under an EUA for use by authorized laboratories. The molecular test has been authorized only for the detection of nucleic acid from SARS-CoV-2, not for any other viruses or pathogens. The serology test has been authorized only for detecting the presence of antibodies against SARS-CoV-2, not for any other viruses or pathogens. These tests are only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of COVID-19 under Section 564(b)(1) of the Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), unless the authorization is terminated or revoked sooner. | 7 The Siemens Healthineers lab and POC antigen assays are not available for sale in the U.S. Product availability may vary by country and is subject to regulatory requirements. | 8 The product / feature is not for sale in the U.S. Its future availability cannot be guaranteed. | 9 The products are still under development and not commercially available yet. Their future availability cannot be ensured. Siemens Healthineers neither intends, nor assumes any obligation, to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated. | 10 CIARTIC Move is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in the United States. | 11 SOMATOM Pro.Pulse is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in the United States.

Historie první a trvalé značky s mnoha světovými prvenstvími

Klinická řešení na bázi PC od roku 1983 a s AI od roku 2010



1953

První přístroj
pro echokardiografii



1968

Siemens Vidoson
První „real-time“
ultrazvukový scanner
na světě



1983

ACUSON 128
První použití počítače
v ultrazvuku



1998

ACUSON AcuNav
Světově první
intrakardiální katetr



2007

ACUSON P10
Světově první
kapesní ultrazvuk



2010

ACUSON SC2000
První AI aplikace
syngo Auto EF



2012

ACUSON Freestyle
Světově první přístroj
se sondami bez kabelů



2018

ACUSON Sequoia
Nová platforma
AI Driven
ultrazvuků



2018

ACUSON Juniper
Nová platforma
klinických ultrazvuků



2020

**ACUSON
Redwood**



2022

**ACUSON
P500
Portable s ICE**



2024

**ACUSON
Maple**



2024

**ACUSON
Origin**



2024

**AcuNav
Lumos**


Potřeba ultrazvukové diagnostiky stále roste

Portfolio našich produktů pokrývá potřeby celého zdravotnického systému

Bezpečná metoda bez
radičních vlivů

Cenově velmi dostupná a
přizpůsobitelná dg. účelu

Mobilní a pohotová
diagnostika



Jsme schopni pokrýt většinu požadavků moderní ultrazvukové diagnostiky
Systém přizpůsobený potřebám uživatele je zároveň ekonomicky optimální

**Abdominální
 diagnostika
 GI**



ACUSON Sequoia
Crown Edition



ACUSON Sequoia
Select



ACUSON Redwood



ACUSON Juniper



ACUSON Maple



ACUSON P500



ACUSON Freestyle

**Kardio
 diagnostika
 CV**



ACUSON Origin



ACUSON Redwood CV



ACUSON Juniper CV



ACUSON Juniper
Select



ACUSON P500 ICE



ACUSON Freestyle Elite
with ARTIS Access

Ultra Premium

Premium

High Performance


Performance

Portable

Wireless



Siemens je světovou firmou s výrobními kapacitami po celém světě



Naše cílené holistické metody v ultrazvuku nám poskytují konkurenční výhody v CV a GI ultrazvukové diagnostice

CV



20+ let vedoucí firma v EP, dodáno 2+ milliony katetrů


Ukotvení ultrazvuku jako standardní metody v EP CV procedurách.

J&J/Biosense
Webster

Partnerství umožňuje obsloužit
70% trhu

Vedoucí firma v AI pro CV

GI



Nové Portfolio přístrojů

Zcela obnovené v posledních 4 letech

UDFF

Nový benchmark v US diagnostice jater

Spolehlivý hardware/software

Jednoduchá a konzistentní obsluha

Inovace
Rychlost

Cenově optimální

Spolehlivost

Kvalitní servis



V ultrazvukové diagnostice se soustředíme na tři strategické oblasti



Onemocnění
jater




Rakovina prsu



Kardiologie

30%

global MASLD prevalence¹



>2 million

V roce 2022 bylo po celém světě diagnostikováno 2,25 milionu onemocnění rakovinou prsu



Srdeční selhání



Structural Heart Disease (SHD)




Nemoci koronárních arterií (CAD)



Arytmie /EP


¹ YipTC, VilarGomezE, PettaS, YilmazY, WongGL, AdamsLA, et al. Geographical similarity and differences in the burden and genetic predisposition of NAFLD. Hepatology 2023; 77(4):1404–27. doi:10.1002/hep.32774.

² Breast cancer care (siemens-healthineers.com)



AcuNav Lumos 4D ICE ultrasound catheter

Osvětlete si cestu !






Rozšiřuje možnosti transkutánních kardio intervencí

Výrazně zlepšuje vícerovinnou rekonstrukci (MPR) a biplane imaging (s použitím ECG ale i bez) za současného udržení objemových, diagnosticky relevantních frekvencí. Umožňuje anatomicky přesné zavedení nástrojů i těles.

Lepší detekce „Leaku“ v real-time 4D color Doppleru


Pracuje s ACUSON Origin, novým kardiologickým systémem s integrovanou AI bází pro optimalizaci vyšetření a plně automatická měření.

Unikátně detailní vizualizace




LAAC with Watchman™ device¹⁰

Pokročilé nástroje pro 3D měření




LAA ostium 3D calipers

Advanced 3D landmark tools



Tricuspid intervention with 3D calipers

Sensitive 4D color for leak protection



Tricuspid regurgitation 4D color

ACUSON Origin + AcuNav Lumos

AcuNav Lumos je funkční spolu s ACUSON Origin, novým kardiologickým systémem využívajícím v dosud nevídaném rozsahu AI pro volbu akustických řezů, optimalizaci zobrazení a plně automatizovaná měření.


To jsou prvky moderní diagnostické excellence.





Proč je kvantifikace tukového obsahu jater důležitá?

- Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, tedy (MASLD) se dotýká zhruba 30% lidí na světě a je nejběžnějším chronickým onemocněním,
- MASLD běžně potkáváme u lidí s vysokým BMI
- MASLD nemá žádné nebo jen malé symptom, neléčené však masivní, devastující účinky
- Pokud je MASLD včas diagnostikován, je reverzibilní
- Diagnostika nemusí být ani nákladná ani složitá
- Ve studii s více než 8 miliony lidí byla obezita přítomna u 51% lidí s MASLD a u 82% lidí s MASH
- MASLD se stala nejčastější příčinou jaterní transplantace v západním světě



*Younossi Zobair M. Non-alcoholic fatty liver disease – A global public health perspective. Journal of Hepatology. 2019 vol 70|531-544

°Caussy Cyrielle, Reeder Scott B, Sirlin Claude B, Loomba Rohit. Non-invasive, quantitative assessment of liver fat by MRI-PDFF as an endpoint in MASH trials. Hepatology. 2018 Aug; 68(2): 763-772. Doi:10.1002/hep. 29797




Současné metody měření ztučnění jaterní tkáně

Hepatorenální Index (HRI)

- Hodnotí echogenitu jaterní tkáně v relaci k ledvinnému parenchymu kortexu
- Omezeními jsou individuální vlastnosti pacientů, renální patologie, různá hloubka relačních oblastí, insonační úhel a.j.
- Elastography

Elastografie


- Hodnotí fibrotizaci, nikoliv tuk
- Značné číselné rozdíly mezi jednotlivými výrobci



Magnetic Resonance Imaging (MRI - PDFF)

- Detekuje protonové signály z nevázaných molekul vody a triglyceridů
- Technika využívá separaci vody a tuku založené na frekvenčních rozdílech v odezvě jejich protonů.
- Difference je využita pro kalkulaci tukové frakce v procentech.
- Je známá jako Proton Density Fat Fraction (MRI-PDFF)
- Používá 5% práh pro určení steatózy


$$\text{MRI-PDFF} = \frac{\text{Fat}}{\text{Fat} + \text{Water}} \times 100\%$$





Controlled Attenuation Parameter (CAP)


- Steatosis is measured alongside stiffness using Vibration Controlled Transient Elastography (VCTE)
- Měří se v předdefinované, pevně dané oblasti a dané hloubce sondy
- Udává se v decibelech/metr (dB/m), v pásmu 100 – 400 dB/m (užívá se median nejméně 10 vzorků)
- Čím vyšší obsah tuku ve tkáni, tím vyšší CAP hodnota
- Omezení:
 - Nezobrazuje anatomicky přesně oblast měření
 - Omezená přesnost u pacientů s vysokým BMI





Tuková frakce odvozená ultrazvukem (UDFF)

Co to je a jak je to determinováno?



(UDFF) kvantifikuje v % zastoupení tukové tkáně (buněk) v játrech




UDFF determinuje tukový obsah na základě kombinace měření útlumu a zpětného rozptylu ve tkáni



Míra útlumu (AC) a míra zpětného rozptylu (BSC) jsou přímo měřeny; a speciální algoritmus linearizuje kombinaci AC a BSC s MRI-PDFF




UDFF je index, stejně jako PDFF, udává se v % v pásmu 0 – 100% kde 5% bývá cut-off hodnotou pro určení pozitivní nebo negativní diagnózy ztučnění jater [steatosis]





Útlum a koeficient útlumu



Útlum závisí na : hloubce, frekvenci a typu tkáně

Tuková tkáň vykazuje vysoký útlum


Číselně jde o vykazování obsahu a amplitudy jednotlivých frekvencí echa

z různých hloubek ve srovnání se známou referencí


Koeficient útlumu (attenuation coefficient AC) je vlastně strmost oranžové obálky na pravém obrázku a je udáván v dB/cm/MHz

Ze samotné AC nelze ještě určit UDFP


i. No Attenuation



ii. Moderate Attenuation





ii. Moderate Attenuation





Zpětný rozptyl –Backscatter BSC

- Struktura tkáně, zvláště pak velikost buněk, determinuje fyzikální charakter odrazu mechanického vlnění zvuku. Čím větší jsou buňky (tuk), tím větší je refrakce zvuku v nedefinovaných směrech.
- Při tukové akumulaci ve tkáni velikost buněk narůstá
- Čím větší je procento velkých tukových buněk, tím větší je úhrn energie zpětně rozptýleného (odraženého) zvuku
- Koeficient rozptylu se udává v $[\text{cm-sr}]^{-1}$ a představuje základní mikrostrukturální informaci o tkáni nutnou pro výpočet UDFP
- Čím je větší obsah tuku, tím je větší koeficient zpětného rozptylu.





Finální výpočet UDFF


Koeficient útlumu i rozptylu rostou s růstem tukového obsahu jaterní tkáně. Speciálním algoritmem jsou poté zpracovány do lineární souvislosti s PDFF, tedy hodnotou určenou na základě MR analýzy protonové odpovědi.

$$BSC(3MHz) \xrightarrow{P} UDFF$$

UDFF index představuje podobný nástroj jako je MRI-PDFF a podobně jako AC a BSC vykazuje přímo úměrný vztah k tukovému obsahu v jaterní tkáni.



Image layout – UDFF





- Results will be displayed for each acquisition
- Measurements can be deleted

Liver Ultrasound Derived Fat Fraction Measurements (UDFF)


	Liver Site 1				
	UDFF	Depth			
	%	cm			
1	6	5.9			
2	6	5.9			
3	7	5.9			
4	6	5.9			
5	5	5.9			
Mean	6.0				
Std Dev	0.7				
Median	6.0				
IQR	1.0				
IQR/Median	0.17				
Overall Statistics					
Mean	6.0 %	Std Dev	0.7 %	Median	6.0 %
				IQR	1.0 %
					IQR/Median 0.17



UDFF and Auto pSWE - DAX

Measurement display area shows both values

Liver Site 3
Vs Median=1.20 m/s
E Median=4.4 kPa
UDFF=8 %
Depth=5.6 cm



DAX
Abdomen
TIB:0.90
TIC:2.47
TIS:0.90
MI:1.38
19fps
95%
2D
H Low
0dB/DR60
c=1540
pSWE

Auto pSWE and UDFF measurements calculated within the same area



Acuson Sequoia naše odpověď na výzvy UDFF, liver stiffness a AI řízeného ultrazvuku

- Ultrasound Derived Fat Fraction (UDFF) je měřicí nástroj podporující lékaře v diagnóze a v managementu léčby pacientů s jaterní steatózou
- Výsledky jsou sbírány v oblasti definované lékařem, za použití stejné techniky (nikli však stejné technologie) jako měření tuhosti jaterní tkáně (Shear Wave)
- UDFF index je počítán z informace o útlumu a zpětném rozptylu a je zobrazen spolu s údajem o tuhosti jaterní tkáně ve stejném regionu (ROI) UDFF je zobrazeno v %, stříhová pevnost v kPa nebo v m/s
- UDFF index je přizpůsoben ke shodě s MRI-PDFF, má stejnou CuttOff hodnotu 5% a proto může být i srovnáván s výsledky těchto vyšetření.





Zvláštní dík všem ultrazvukovým srdcařům !!!

DĚKUJI